

**Таблица соответствия адаптеров исследуемым образцам**

«HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А», «HELICON® Атлас Плюс Легкое А», «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А», «HELICON® Атлас Плюс Меланома А», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак А», «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А», «HELICON® Атлас Плюс Солид А»			«HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б», «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак Б», «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»		
№ образца	Название образца	Адаптер	№ образца	Название образца	Адаптер
1		Адаптер 1	1		Адаптер 89
2		Адаптер 2	2		Адаптер 90
3		Адаптер 3	3		Адаптер 91
4		Адаптер 4	4		Адаптер 92
5		Адаптер 13	5		Адаптер 93
6		Адаптер 14	6		Адаптер 94
7		Адаптер 15	7		Адаптер 95
8		Адаптер 16	8		Адаптер 96
9		Адаптер 41	9		Адаптер 97
10		Адаптер 42	10		Адаптер 98
11		Адаптер 43	11		Адаптер 99
12		Адаптер 44	12		Адаптер 100
13		Адаптер 45	13		Адаптер 101
14		Адаптер 46	14		Адаптер 102
15		Адаптер 47	15		Адаптер 103
16		Адаптер 48	16		Адаптер 104
17		Адаптер 57	17		Адаптер 121
18		Адаптер 58	18		Адаптер 122
19		Адаптер 59	19		Адаптер 123
20		Адаптер 60	20		Адаптер 124
21		Адаптер 61	21		Адаптер 125
22		Адаптер 62	22		Адаптер 126
23		Адаптер 63	23		Адаптер 127
24		Адаптер 64	24		Адаптер 128
25		Адаптер 65	25		Адаптер 25
26		Адаптер 66	26		Адаптер 26
27		Адаптер 67	27		Адаптер 117
28		Адаптер 68	28		Адаптер 28
29		Адаптер 69	29		Адаптер 29
30		Адаптер 70	30		Адаптер 30
31		Адаптер 71	31		Адаптер 114
32		Адаптер 72	32		Адаптер 32
33		Адаптер 73	33		Адаптер 33
34		Адаптер 74	34		Адаптер 34
35		Адаптер 75	35		Адаптер 35
36		Адаптер 76	36		Адаптер 36
37		Адаптер 77	37		Адаптер 37
38		Адаптер 78	38		Адаптер 38
39		Адаптер 79	39		Адаптер 39
40		Адаптер 80	40		Адаптер 115
41		Адаптер 81	41		Адаптер 49
42		Адаптер 82	42		Адаптер 50
43		Адаптер 83	43		Адаптер 51
44		Адаптер 84	44		Адаптер 52
45		Адаптер 85	45		Адаптер 53
46		Адаптер 86	46		Адаптер 116
47		Адаптер 87	47		Адаптер 55
48		Адаптер 88	48		Адаптер 56

Схема расположения адаптеров в плашке для вариантов исполнения: «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-А», «HELICON® Атлас Плюс Легкое А», «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-А», «HELICON® Атлас Плюс Меланома А», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-А», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ А», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-А», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак А», «HELICON® Атлас Плюс Солид С-А», «HELICON® Атлас Плюс Солид А»

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	01	41	57	65	73	81
<b>B</b>	02	42	58	66	74	82
<b>C</b>	03	43	59	67	75	83
<b>D</b>	04	44	60	68	76	84
<b>E</b>	13	45	61	69	77	85
<b>F</b>	14	46	62	70	78	86
<b>G</b>	15	47	63	71	79	87
<b>H</b>	16	48	64	72	80	88

Схема расположения адаптеров в плашке для вариантов исполнения: «HELICON® Атлас Плюс Легкое С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Легкое Б», «HELICON® Атлас Плюс Меланома С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Меланома Б», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ С-Б», «HELICON® Атлас Плюс ЖКТ Б», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Уротелиальный и билиарный рак Б», «HELICON® Атлас Плюс Солид С-Б», «HELICON® Атлас Плюс Солид Б»

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	89	97	121	25	33	49
<b>B</b>	90	98	122	26	34	50
<b>C</b>	91	99	123	117	35	51
<b>D</b>	92	100	124	28	36	52
<b>E</b>	93	101	125	29	37	53
<b>F</b>	94	102	126	30	38	116
<b>G</b>	95	103	127	114	39	55
<b>H</b>	96	104	128	32	115	56